

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Siglec3/Cd33 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P20138

Numéro d'article: CM0021154



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le CD33/SIGLEC3 humain (lectine 3 de type immunoglobuline se liant à l'acide sialique, p67). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Pour la biologie des cellules myéloïdes, la régulation immunitaire et la recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SIGLEC3/CD33 pAb de lapin
Remarques/Alias	p67 ; SIGLEC3 ; SIGLEC-3 ; SIGLEC3/CD33
Espèce	Humaine
GenelD (humain)	945
GenelD	945
Immunogène	Protéine recombinante ; protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 49-259 de la SIGLEC3/CD33 humaine (NP_001763.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P20138
Poids moléculaire de la protéine	40 kDa
Expédition	Sac réfrigérant