


## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Siglec5 Pour Wb Et Elisa - O15389

Numéro d'article: CM0030128



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre SIGLEC5 (CD170, OBBP2) validé pour Western blot et ELISA, avec réactivité croisée avec la souris. Utilisé pour l'étude de l'adhésion cellulaire dépendante de l'acide sialique dans les cellules de la lignée myéloïde.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                                       |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | SIGLEC5 Rabbit pAb                                                                                                                           |
| Remarques / Alias    | CD170, OBBP2, CD33L2, OB-BP2, SIGLEC-5, SIGLEC5                                                                                              |
| Espèce               | Humain                                                                                                                                       |
| GeneID (Humain)      | 8778                                                                                                                                         |
| GeneID               | 8778                                                                                                                                         |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 17 à 434 de la protéine SIGLEC5 humaine (NP_003821.1) |
| Origine              | Lapin                                                                                                                                        |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                                        |
| Applications         | WB, ELISA                                                                                                                                    |
| Réactivité croisée   | Souris                                                                                                                                       |
| SWISS                | O15389                                                                                                                                       |
| Poids de la protéine | 61 kDa                                                                                                                                       |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                                 |