

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Siglec6 Pour Wb, Elisa - O43699

Numéro d'article: CM0018410

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SIGLEC6 validé pour WB et ELISA. Détecte le SIGLEC6 humain (O43699), une lectine liant l'acide sialique médiant l'adhésion cellulaire, fortement exprimée dans le placenta.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	pAb de lapin SIGLEC6
Remarques/Alias	CD327; CD33L; OBBP1; CD33L1; CD33L2; CDW327; SIGLEC6
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	946
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27-220 du SIGLEC6 humain (NP_942142.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O43699
Poids moléculaire de la protéine	50kDa
Expédition	Sac de glace