

Anticorps Polyclonal Anti-Siglec9 Pour Wb, Elisa - Q9Y336

Numéro d'article: CM0029185

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le SIGLEC9 humain (CD329). Convient pour le Western blot et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour étudier la fonction de la lectine liant l'acide sialique dans les cellules immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Lapin SIGLEC9
Remarques/Alias	CD329 ; CDw329 ; FOAP-9 ; siglec-9 ; OBBP-LIKE ; SIGLEC9
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	27180
ID du gène	27180
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 210-340 du SIGLEC9 humain (NP_001185487.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y336
Poids protéique	50 kDa
Expédition	Sac de glace