


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sigmar1 Pour Wb Et Elisa - Q99720

Numéro d'article: CM0017391



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre SIGMAR1 humain, validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée chez l'homme et le rat. Adapté pour la recherche sur les maladies neurodégénératives, la signalisation calcique et le transport lipidique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SIGMAR1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	SRBP; ALS16; DSMA2; OPRS1; SR-BP; SIG-1R; SR-BP1; sigma1R; hSigmaR1; SIGMAR1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	10280
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 31-80 de SIGMAR1 humain (NP_005857.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q99720
Poids de la protéine	25 kDa
Expédition	Sac de glace