

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sik1 Pour Wb, Elisa - P57059

Numéro d'article: CM0016312

### Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin anti-SIK1 validé pour le Western blot et l'ELISA, détectant le SIK1 humain et murin. Idéal pour l'étude de la gluconéogenèse, la suppression tumorale, les rythmes circadiens et la différenciation musculaire.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                                      |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Produit     | SIK1 Lapin pAb                                                                                                                              |
| Remarques/Alias    | MSK; SIK; DEE30; SIK-1; SIK1B; SNF1LK; SIK1                                                                                                 |
| Espèce             | Humain                                                                                                                                      |
| GeneID (Humain)    | 150094                                                                                                                                      |
| GeneID             | 150094                                                                                                                                      |
| Immunogène         | Peptide Synthétique - Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du SIK1 humain (NP_775490.2). |
| Source             | Lapin                                                                                                                                       |
| Catégorie          | Anticorps Polyclonaux                                                                                                                       |
| Application        | WB, ELISA                                                                                                                                   |
| Réactivité Croisée | Humain, Souris                                                                                                                              |
| SWISS              | P57059                                                                                                                                      |
| Poids Protéique    | 85kDa                                                                                                                                       |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                                |