

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sik2 Pour Wb, Elisa - Q9H0K1

Numéro d'article: CM0026109

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le SIK2 humain (Q9H0K1), ciblant les acides aminés 827-926. Validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le métabolisme et l'autophagie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb de Lapin SIK2
Remarques/Alias	QIK; SIK-2; SNF1LK2; LOH11CR1; SIK2
Espèce	Humain
ID du Gène (Humain)	23235
ID du Gène	23235
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 827-926 du SIK2 humain (NP_056006.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9H0K1
Poids Moléculaire Protéique	104kDa
Expédition	Sac de glace