

Anticorps Polyclonal Anti-Sik3 Pour Wb Et Elisa - Q9Y2K2

Numéro d'article: CM0028952



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SIK3 validé pour le Western blot et l'ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Cible la sérine/thréonine-protéine kinase SIK3 impliquée dans la signalisation mTOR et la différenciation des chondrocytes. Convient pour la recherche sur les kinases.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SIK3 Rabbit pAb
Remarques/Alias	L19, QSK, SEMDK, SIK-3, SIK3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	23387
GeneID	23387
Immunogène	Protéine recombinante correspondant aux acides aminés 60-310 de SIK3 humain (NP_079440.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y2K2
Poids protéique	145kDa
Expédition	Sac de glace