

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sim2 Pour Wb, Elisa - Q14190

Numéro d'article: CM0012919

Introduction

Validé pour la WB et l'ELISA chez l'humain, la souris et le rat. SIM2 est un facteur de transcription bHLH essentiel au développement du SNC. Idéal pour les études en neurosciences et en biologie du développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SIM2 pAb de lapin
Remarques/Alias	SIM; bHLHe15; HMC13F06; HMC29C01; SIM2
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	6493
ID du gène	6493
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 342-525 de SIM2 humain (NP_005060.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q14190
Poids moléculaire	73 kDa
Expédition	Sac réfrigérant