

Anticorps Monoclonal Anti-Sin3A Pour Wb, Elisa - Q96St3

Numéro d'article: CM0006919

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la protéine humaine Sin3A (SWISS : Q96ST3) pour des applications en WB et ELISA. Réactivité croisée validée avec l'humain et la souris. Idéal pour les études de régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-Sin3A
Remarques/Alias	WITKOS; DEL15Q24; CHR15DELq24; Sin3A
Espèce	Humain
ID de gène	25942
Immunogène	Peptide synthétique (peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1-100 de la Sin3A humaine (NP_056292.1))
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q96ST3
Poids de la protéine	145 kDa
Expédition	Sac de glace