

Anticorps Polyclonal Anti-Sin3A Pour Wb, Elisa - Q96St3

Numéro d'article: CM0013276

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-Sin3A validé pour WB et ELISA ; réagit de manière croisée avec Sin3A humaine et de rat (~145 kDa). Convient aux études sur la chromatine, les rythmes circadiens et le neurodéveloppement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Sin3A Lapin pAb
Remarques/Alias	WITKOS; DEL15Q24; CHR15DELq24; Sin3A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	25942
GeneID	25942
Immunogène	Protéine recombinante correspondant aux acides aminés 1-120 de Sin3A humaine (NP_056292.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q96ST3
Poids moléculaire	145kDa
Expédition	Sac de glace