

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sin3A Pour Wb - Q96St3

Numéro d'article: CM0019589

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le corépresseur transcriptionnel Sin3A humain, validé pour WB, IF/ICC, IP et ELISA. Détecte les protéines humaines, murines et de rat. Convient à l'étude de la répression transcriptionnelle et des rythmes circadiens.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Sin3A pAb de lapin
Remarques/Alias	WITKOS ; DEL15Q24 ; CHR15DELq24 ; Sin3A
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	25942
ID du gène	25942
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 et 120 de Sin3A humain (NP_056292.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q96ST3
Poids moléculaire de la protéine	145 kDa
Expédition	Poche de glace