

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sipa1 Pour Wb Et Elisa - Q96Fs4

Numéro d'article: CM0016221

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SIPA1 pour les applications de western blot et d'ELISA. Détecte la SIPA1 humaine et murine (p130 SPA-1, 112 kDa, Uniprot Q96FS4), immunogène correspondant aux acides aminés 763-1042.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SIPA1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	SPA1; SIPA1
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	6494
ID du gène	6494
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 763-1042 de la SIPA1 humaine (NP_694985.29).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris
SWISS	Q96FS4
Poids de la protéine	112 kDa
Expédition	Sac réfrigérant