

Anticorps Polyclonal Anti-Sirt1 Pour Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - Q96Eb6

Numéro d'article: CM0014944



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la SIRT1 humaine, validé pour WB, IP, IHC-P et ELISA. Adapté pour l'étude de l'apoptose, du métabolisme et de la régulation de la chromatine. Réaction croisée avec la souris et le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SIRT1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	SIR2; SIR2L1; SIR2alpha; SIRT1
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	23411
GeneID	23411
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 448 et 747 de la SIRT1 humaine (NP_036370.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IP, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96EB6
Poids protéique	82 kDa
Expédition	Sachet de glace