

## Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Sirt1 Validé Par Ko Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q96Eb6

Numéro d'article: CM0003213



### Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute qualité dirigé contre la SIRT1 humaine, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Idéal pour l'étude de la déacétylation dépendante du NAD, de l'apoptose, du métabolisme, de la réparation de l'ADN et de la régulation génique.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                          |
|----------------------|---------------------------------|
| Nom du produit       | [Validé par KO] SIRT1 Lapin mAb |
| Remarques / Alias    | SIR2; SIR2L1; SIR2alpha; T1     |
| Espèce               | Humain                          |
| ID du gène (Humain)  | 6772                            |
| ID du gène           | 23411                           |
| Immunogène           | Peptide synthétique             |
| Source               | Lapin                           |
| Catégorie            | Anticorps monoclonaux           |
| Application          | WB, IF/ICC, ELISA               |
| Réactivité croisée   | Humain                          |
| SWISS                | Q96EB6                          |
| Poids de la protéine | 82kDa                           |
| Expédition           | Sachet de glace                 |