

Anticorps Polyclonal Anti-Sirt2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8Ixx6

Numéro d'article: CM0017625



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la protéine SIRT2 humaine, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réaction croisée avec la souris et le rat. Adapté pour l'étude de la déacétylation, du cycle cellulaire et de la biologie du cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SIRT2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	SIR2; SIR2L; SIR2L2; SIRT2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	22933
GeneID	22933
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 300 et 350 de la protéine SIRT2 humaine (NP_036369.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8Ixx6
Poids de la protéine	43 kDa
Expédition	Sac de glace