

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Sirt2 Pour Wb, Elisa - Q8Ixx6

Numéro d'article: CM0009545



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin de haute qualité ciblant le SIRT2 humain (désacétylase NAD-dépendante sirtuine-2). Validé pour Western blot (WB) et ELISA. Idéal pour les études sur le cycle cellulaire, l'épigénétique et la suppression tumorale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	SIRT2 Lapin mAb
Remarques/Alias	SIR2; SIR2L; SIR2L2; SIRT2
Espèce	Humain
GeneID	22933
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du SIRT2 humain (Q8IXJ6).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q8IXJ6
Poids Protéique	43kDa
Expédition	Sac de glace