

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Sirt2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Ixxj6

Numéro d'article: CM0005363



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre SIRT2 (sirtuine-2 déacétylase dépendante du NAD), validé pour WB, IHC-P et ELISA. Détecte la protéine SIRT2 humaine, de souris et de rat. Convient pour la recherche sur le cycle cellulaire, la mitose et le métabolisme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb anti-SIRT2 de lapin
Remarques/Alias	SIR2; SIR2L; SIR2L2
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	22933
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 281-380 de la protéine SIRT2 humaine (NP_036369.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8IXJ6
Poids de la protéine	43kDa
Expédition	Sac isotherme