

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sirt2 (Pab) Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8lxj6

Numéro d'article: CM0017735



Introduction

pAb de lapin SIRT2 validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Cible la SIRT2 humaine (désacétylase dépendante du NAD) impliquée dans le cycle cellulaire, l'autophagie et la dynamique des microtubules. Réagit de manière croisée avec la souris, le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin SIRT2
Remarques/Alias	SIR2; SIR2L; SIR2L2; SIRT2
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	22933
ID du gène	22933
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 300-350 de la SIRT2 humaine (NP_036369.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8IXJ6
Poids protéique	43kDa
Expédition	Sac de glace