

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Sirt3 (Validé Par Ko) Pour Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9Ntg7

Numéro d'article: CM0003958



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-SIRT3 de haute spécificité, validé par KO, pour WB, IHC-P, IP, ELISA. Cible la SIRT3 humaine et de rat, une protéine désacétylase mitochondriale NAD-dépendante régulant le métabolisme énergétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KO] Anticorps monoclonal de lapin anti-SIRT3
Remarques/Alias	SIR2L3; T3
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	23410
ID du gène	23410
Immunogène	Peptide synthétique ; un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 300-399 de la SIRT3 humaine (NP_036371.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q9NTG7
Poids protéique	44 kDa
Expédition	Sac de glace