

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sirt3 [Validé Ko] Pour Wb Et Elisa - Q9Ntg7

Numéro d'article: CM0029154



Introduction

[Validé KO] Anticorps polyclonal de lapin anti-SIRT3 pour les applications Western blot et ELISA. Validé sur humain, souris et rat. Convient à l'étude de la fonction désacétylase mitochondriale et du métabolisme énergétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	[Validé KO] SIRT3 Lapin pAb
Remarques/Alias	SIR2L3; T3
Espèce	Humain
GeneID	23410
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 299-399 de la SIRT3 humaine (NP_036371.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NTG7
Poids Protéique	44kDa
Expédition	Sac de glace