

Anticorps Polyclonal Anti-Sirt4 Pour If/Icc, Elisa - Q9Y6E7

Numéro d'article: CM0014188

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin SIRT4 (Q9Y6E7) validé pour IF/ICC et ELISA. Cible la SIRT4 humaine, une sirtuine mitochondriale impliquée dans le métabolisme, la suppression tumorale et la réponse aux dommages à l'ADN. Idéal pour la recherche en oncologie et sur les maladies métaboliques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin SIRT4
Remarques/Alias	SIR2L4; SIRT4
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	23409
ID du gène	23409
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-200 de la SIRT4 humaine (NP_036372.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9Y6E7
Poids moléculaire de la protéine	35kDa
Expédition	Sac de glace