

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Sirt5 Pour Wb Et Elisa - Q9Nxa8

Numéro d'article: CM0007663



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité dirigé contre SIRT5 humain (SIR2L5), validé pour la WB et l'ELISA. Reconnaît SIRT5 humain, murin et de rat ; idéal pour l'étude de l'activité désacylase et de la régulation métabolique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SIRT5 Rabbit mAb
Remarques/Alias	SIR2L5 ; SIRT5
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	23408
GeneID	23408
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 37-310 de SIRT5 humain (NP_036373.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q9NXA8
Poids moléculaire	34 kDa
Expédition	sac réfrigérant