

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sirt5 (Validé Par Ko) Pour Wb, Elisa - Q9Nxa8

Numéro d'article: CM0029541



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SIRT5 validé par KO pour WB et ELISA, réactif avec l'humain, la souris et le rat. Explorez les fonctions de désacylase mitochondriale dans la recherche sur le métabolisme et le vieillissement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KO] SIRT5 Lapin pAb
Remarques/Alias	SIR2L5; T5
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	23408
ID de gène	23408
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 37-310 de la SIRT5 humaine (NP_036373.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NXA8
Poids moléculaire	34kDa
Expédition	Sac de glace