

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sirt5 (Sir2L5) Pour Wb, Elisa - Q9Nxa8

Numéro d'article: CM0022854



Introduction

L'anticorps polyclonal (pAb) de lapin anti-SIRT5, validé pour le WB et l'ELISA, reconnaît la SIRT5 humaine (SIR2L5), une désuccinylase et démalonylase mitochondriale dépendante du NAD impliquée dans le métabolisme. Idéal pour la recherche métabolique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-SIRT5
Remarques/Alias	SIR2L5 ; SIRT5
Espèce	Humain
ID de gène	23408
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 216-310 de la SIRT5 humaine (NP_036373.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9NXA8
Poids de la protéine	34 kDa
Expédition	Sac de glace