


Anticorps Monoclonal Anti-Sirt6 Pour Wb, Elisa - Q8N6T7

Numéro d'article: CM0010072



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la protéine SIRT6 humaine, validé pour le Western blot et l'ELISA. Convient aux recherches sur la réparation de l'ADN, le vieillissement, le métabolisme et le cancer. Reconnaît la protéine SIRT6 humaine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KD] Anticorps mAb de lapin anti-SIRT6
Remarques/Alias	SIR2L6 ; hSIRT6 ; SIRT6
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	51548
GeneID	51548
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 256 et 355 de la protéine SIRT6 humaine (Q8N6T7).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q8N6T7
Poids moléculaire de la protéine	36 kDa/39 kDa
Expédition	Sac de glace