


Anticorps Polyclonal Anti-Sirt6 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N6T7

Numéro d'article: CM0021135



Introduction

Anticorps Polyclonal Lapin SIRT6 validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Convient pour la recherche sur la réparation des dommages à l'ADN, le métabolisme et le vieillissement. SWISS : Q8N6T7.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	SIRT6 Lapin pAb
Remarques/Alias	SIR2L6 ; hSIRT6 ; SIRT6
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	51548
GeneID	51548
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-355 de SIRT6 humain (NP_057623.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8N6T7
Poids Protéique	36 kDa/39 kDa
Expédition	Sac de glace