


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Sirt6 Pour Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q8N6T7

Numéro d'article: CM0011169



Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute qualité ciblant le SIRT6 humain (SIR2L6/hSIRT6). Validé pour WB, IP, IF/ICC, IHC-P et ELISA. Réagit croisé avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur la réparation de l'ADN, le métabolisme et le vieillissement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SIRT6 Lapin mAb
Remarques/Alias	SIR2L6 ; hSIRT6
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	51548
GenelD	51548
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-355 du SIRT6 humain (NP_057623.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8N6T7
Poids Moléculaire	36 kDa/39 kDa
Expédition	Sac de glace