

## Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Sirt7 Pour Wb, Elisa - Q9Nrc8

Numéro d'article: CM0006815



### Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-SIRT7 validé pour WB et ELISA. Détecte le SIRT7 humain avec réactivité croisée vers la souris. Cible la désacétylase NAD-dépendante impliquée dans la régulation de la chromatine et la transcription. Idéal pour la recherche épigénétique.

[En savoir plus](#)

| Paramètre           | Valeur                                                                                    |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Produit      | SIRT7 Lapin mAb                                                                           |
| Remarques/Alias     | SIR2L7; SIRT7                                                                             |
| Espèce              | Humain                                                                                    |
| ID de Gène (Humain) | 51547                                                                                     |
| ID de Gène          | 51547                                                                                     |
| Immunogène          | Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 301-400 du SIRT7 humain (NP_057622.1) |
| Source              | Lapin                                                                                     |
| Catégorie           | Anticorps Monoclonaux                                                                     |
| Application         | WB, ELISA                                                                                 |
| Réactivité Croisée  | Souris                                                                                    |
| SWISS               | Q9NRC8                                                                                    |
| Poids Protéique     | 45 kDa                                                                                    |
| Expédition          | Sac de glace                                                                              |