

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Siva1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O15304

Numéro d'article: CM0027097

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin SIVA1 validé pour WB, IHC-P, ELISA chez l'homme, la souris. Cible la protéine régulatrice de l'apoptose Siva. Idéal pour les études sur l'apoptose et la signalisation des lymphocytes T.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin SIVA1
Remarques/Alias	SIVA ; CD27BP ; Siva-1 ; Siva-2 ; SIVA1
Espèce	Humain
GenelD (humain)	10572
GenelD	10572
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-110 de SIVA1 humain (NP_068355.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	O15304
Poids protéique	19 kDa
Expédition	Sac de glace