

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Six1 Pour Wb Et Elisa - Q15475

Numéro d'article: CM0016591



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine SIX1 humaine (protéine homéobox SIX1). Validé pour WB et ELISA ; réagit de manière croisée avec l'humain et la souris. Adapté pour l'étude du développement embryonnaire, la myogenèse et la recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SIX1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	BOS3, TIP39, DFNA23, SIX1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6495
GeneID	6495
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 130-270 de la SIX1 humaine (NP_005973.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q15475
Poids de la protéine	32 kDa
Expédition	Sac de glace