

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Six2 Pour Wb, Elisa - Q9Npc8

Numéro d'article: CM0027909

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SIX2, validé pour WB et ELISA avec réactivité humaine et rat. SIX2 est un facteur de transcription crucial pour le développement du rein, du crâne/facial et de l'estomac.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SIX2 Lapin pAb
Remarques/Alias	SIX2
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	10736
ID de gène	10736
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 120-174 de SIX2 humain (NP_058628.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q9NPC8
Poids moléculaire	32kDa
Expédition	Sac glace