

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Six3 Pour Wb Et Elisa - 095343

Numéro d'article: CM0018969

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine SIX3 humaine, adapté pour le Western blot et l'ELISA. Réaction croisée avec la souris et le rat. Utile pour l'étude du développement du prosencéphale, de la formation de l'œil et de l'holoprosencéphalie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SIX3 Rabbit pAb
Remarques / Alias	HPE2; SIX3
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	6496
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	095343
Poids de la protéine	35kDa
Expédition	Sachet de glace