

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Six5 Pour Wb, Elisa - Q8N196

Numéro d'article: CM0021784

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le SIX5 humain (BOR2/DMAHP). Validé pour le Western blot et l'ELISA avec réactivité croisée souris et rat. Cible un facteur de transcription impliqué dans l'organogenèse et le développement rétinien. Usage recherche uniquement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de Lapin SIX5
Remarques/Alias	BOR2, DMAHP, SIX5
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	147912
ID du gène	147912
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-170 du SIX5 humain (NP_787071.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q8N196
Poids moléculaire de la protéine	75kDa
Expédition	Sac de glace