

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Skap2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - 075563

Numéro d'article: CM0015261



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine SKAP2 humaine, une phosphoprotéine associée à la kinase Src impliquée dans l'adhésion et la signalisation des lymphocytes B. Validé pour les applications WB, IF/ICC, ELISA et présente une réactivité croisée avec l'homme, la souris et le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SKAP2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	PRAP, RA70, SAPS, SCAP2, SKAP55R, SKAP-HOM, SKAP2
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	8935
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 120 de la SKAP2 humaine (NP_003921.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	075563
Poids de la protéine	41 kDa
Expédition	Sachet de glace