

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Skil Pour Wb, Elisa - P12757

Numéro d'article: CM0029881



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la SKIL humaine (SnoN/SnoA/SnoI), validé pour le Western blot et l'ELISA. Convient pour la détection de la SKIL dans des échantillons humains, de souris et de rat. Utile pour les études sur la division et la différenciation cellulaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SKIL Lapin pAb
Remarques/Alias	SNO; SnoA; SnoI; SnoN; SKIL
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6498
GeneID	6498
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 350-450 de la SKIL humaine (NP_005405.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P12757
Poids de la protéine	77kDa
Expédition	Sac de glace