

Anticorps Polyclonal Anti-Skiv2L2 Pour Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P42285

Numéro d'article: CM0026836



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant SKIV2L2 humain (MTR4/DOB1). Validé pour WB, IHC-P, IP, ELISA ; réagit croisée avec la souris et le rat. Étudiez l'hélicase ARN de l'exosome dans la surveillance et le traitement de l'ARN nucléaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SKIV2L2 Lapin pAb
Remarques/Alias	Dob1; Mtr4; SKIV2L2; fSAP118; KIAA0052
Espèce	Humain
ID de gène	23517
Immunogène	Protéine recombinante ; Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-304 de SKIV2L2 humain (NP_056175.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P42285
Poids moléculaire	118kDa
Expédition	Sac de glace