

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Skp1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P63208

Numéro d'article: CM0008099



Introduction

mAb lapin anti-SKP1 pour Western blot, IF/ICC, ELISA. Conçu pour SKP1 humain, souris, rat (P63208). Détecte une composante protéique de 19 kDa de l'ubiquitine ligase SCF, essentiel pour la recherche sur le cycle cellulaire et la transduction de signaux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-SKP1
Remarques/Alias	OCP2, p19A, EMC19, SKP1A, OCP-II, TCEB1L, SKP1
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	6500
Identifiant de gène	6500
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 64 et 163 de SKP1 humain (P63208)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P63208
Poids de la protéine	19 kDa
Expédition	Sachet isotherme