

Anticorps Monoclonal Anti-Skp2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q13309

Numéro d'article: CM0011607



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant anti-SKP2 de lapin, validé pour Western blot, immunohistochimie et ELISA. Reconnaît la SKP2 humaine (Q13309), une protéine à boîte F qui régule la progression du cycle cellulaire via la dégradation médiée par l'ubiquitine de p27 et d'autres substrats.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SKP2 Rabbit mAb
Remarques / Alias	p45; FBL1; FLB1; FBXL1; SKP2
Espèce	Humain
ID du gène	6502
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de la SKP2 humaine (Q13309)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q13309
Poids de la protéine	48 kDa
Expédition	Sac de glace