

Anticorps Polyclonal Anti-Skp2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q13309

Numéro d'article: CM0017469



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant SKP2 humain (p45, FBL1). Applications : WB, IF/ICC, ELISA. Poids moléculaire prédit : 48 kDa. Réagit de manière croisée avec l'humain. Pour l'étude de la régulation du cycle cellulaire, de la voie ubiquitine-protéasome et des mécanismes antiviraux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SKP2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	p45 ; FBL1 ; FLB1 ; FBXL1 ; SKP2
Espèce	Humain
ID du gène	6502
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 100-200 de SKP2 humain (NP_005974.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q13309
Poids de la protéine	48 kDa
Expédition	Sac de glace