

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Skp2 Pour Western Blot, If/Icc, Elisa - Q13309

Numéro d'article: CM0027712



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin validé ciblant SKP2 pour la détection par Western blot, IF/ICC et ELISA dans des échantillons humains, murins et de rat. Outil clé pour la recherche sur le cycle cellulaire et l'ubiquitination.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SKP2 Lapin pAb
Remarques/Alias	p45 ; FBL1 ; FLB1 ; FBXL1 ; SKP2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6502
GeneID	6502
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 1 et 100 de la protéine SKP2 humaine (NP_005974.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13309
Poids moléculaire protéique	48 kDa
Expédition	Sac de glace