

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sla2 Pour Wb, Elisa - Q9H6Q3

Numéro d'article: CM0018528



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SLA2 pour WB, ELISA. Détecte le SLA2 humain (Src-like-adaptor 2), un régulateur négatif de la signalisation du récepteur des cellules T. Convient pour la recherche en immunologie et en signalisation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SLA2 Lapin pAb
Remarques/Alias	MARS; SLAP2; SLAP-2; C20orf156; SLA2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	84174
GeneID	84174
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-160 du SLA2 humain (NP_115590.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9H6Q3
Poids moléculaire	29kDa
Expédition	Sac de glace