


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Slamf6 Pour Wb, Elisa - Q96Du3

Numéro d'article: CM0016436



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant SLAMF6 humain (CD352/NTB-A). Validé pour WB et ELISA. SLAMF6 est un récepteur auto-ligand modulant l'activation et la différenciation des cellules immunitaires. Idéal pour la recherche en immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	SLAMF6 Rabbit pAb
Remarques/Alias	KALI; NTB-A; CD352; KALib; Ly108; NTB-A; SF2000; SLAMF6
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	114836
ID du gène	114836
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-215 de SLAMF6 humain (NP_001171643.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q96DU3
Poids de la protéine	37 kDa
Expédition	Sac réfrigérant