

Anticorps Polyclonal Anti-Slamf7 Pour Wb Et Elisa - Q9Nq25

Numéro d'article: CM0027885

Introduction

Anticorps polyclonal Anti-SLAMF7 (lapin) pour WB et ELISA, réagit croisé avec humain, souris, rat. Cible le membre 7 de la famille SLAM, un récepteur modulant l'activation des cellules immunitaires. Utile pour la recherche en immunologie. 37kDa, UniProt Q9NQ25.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SLAMF7 Lapin pAb
Remarques/Alias	19A, CS1, CD319, CRACC, SLAMF7
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	57823
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23-226 de SLAMF7 humain (NP_067004.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NQ25
Poids moléculaire	37kDa
Expédition	Sac de glace