

Anticorps Polyclonal Anti-Slamf7 Pour Wb Et Elisa - Q9Nq25

Numéro d'article: CM0015816

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le SLAMF7 humain (CS1, CD319). Validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA. Présente une réactivité croisée avec la souris. Convient pour l'étude de l'activation des cellules NK et de la modulation immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SLAMF7 Rabbit pAb
Remarques/Alias	19A, CS1, CD319, CRACC, SLAMF7
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	57823
ID du gène	57823
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23-226 du SLAMF7 humain (NP_067004.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9NQ25
Poids moléculaire de la protéine	37 kDa
Expédition	Sac de glace