

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Slamf7 Pour Wb, Elisa - Q9Nq25

Numéro d'article: CM0020185

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SLAMF7 adapté pour WB et ELISA. Détecte le SLAMF7 humain et souris, un récepteur de la famille SLAM impliqué dans l'activation des cellules NK et la régulation immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SLAMF7 Rabbit pAb
Remarques / Alias	19A; CS1; CD319; CRACC; SLAMF7
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	57823
ID du gène	57823
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23-226 de la protéine SLAMF7 humaine (NP_067004.3)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9NQ25
Poids de la protéine	37kDa
Expédition	Sachet réfrigérant