

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Slc12A1 Pour Wb, Elisa - Q13621

Numéro d'article: CM0013212

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le SLC12A1/NKCC2 humain, élevé contre un peptide synthétique. Convient pour le Western blot et l'ELISA, avec réactivité croisée pour la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le transport ionique rénal.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du Produit	SLC12A1 Lapin pAb
Remarques/Alias	BSC; BSC1; CCC2; BSC-1; NKCC2; SLC12A1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6557
GeneID	6557
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 50-150 du SLC12A1 humain (NP_000329.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	Q13621
Poids Protéique	121kDa
Expédition	Sac de glace