


Anticorps Polyclonal Anti-Slc12A2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P55011

Numéro d'article: CM0014621



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SLC12A2 validé pour WB, IHC-P, ELISA. Détecte le NKCC1 humain, murin, de rat (131 kDa), un cotransporteur Na-K-2Cl basolatéral crucial pour le volume cellulaire et l'homéostasie ionique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin SLC12A2
Remarques/Alias	BSC ; BSC2 ; CCC1 ; BSC-2 ; KILQS ; NKCC1 ; PPP1R141 ; SLC12A2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6558
GeneID	6558
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 120-280 du SLC12A2 humain (NP_001037.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P55011
Poids protéique	131 kDa
Expédition	Sac de glace