


Anticorps Polyclonal Anti-Slc12A6 Pour If/Icc, Elisa - Q9Uhw9

Numéro d'article: CM0029643



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le SLC12A6/KCC3 humain. Validé pour l'IF/ICC et l'ELISA, cet anticorps soutient la recherche sur la régulation du volume cellulaire et le cotransport potassium-chlorure.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SLC12A6 Rabbit pAb
Remarques/Alias	KCC3 ; ACCPN ; KCC3A ; KCC3B ; CMT2II ; SLC12A6
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9990
GeneID	9990
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 60-190 du SLC12A6 humain (NP_598408.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9UHW9
Poids moléculaire protéique	128 kDa
Expédition	Sac de glace