

Anticorps Polyclonal Anti-Slc12A7 Pour Wb, Elisa - Q9Y666

Numéro d'article: CM0017081



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SLC12A7 validé pour WB et ELISA, réactif avec l'humain, la souris et le rat. Cible le cotransporteur K-Cl KCC4 impliqué dans l'homéostasie ionique et l'audition. Idéal pour le développement de tests IVD et la recherche biomédicale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SLC12A7 Lapin pAb
Remarques/Alias	KCC4; SLC12A7
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10723
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-70 de SLC12A7 humain (NP_006589.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y666
Poids moléculaire	119kDa
Expédition	Sac de glace